

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANDROVAC (*Classic y Plus*)

El sistema crea un efecto de vacío alrededor del pene, suficiente para ayudar a incrementar el flujo natural de la sangre a los cuerpos cavernosos (dos "cilindros inflables" responsables de la erección peneana) y así complementar el llenado de estos para lograr una erección óptima.

Tratamiento seguro y eficaz para obtener una erección óptima

La mayoría de los hombres con problemas orgánicos (presión alta, diabetes, enfermedades cardiovasculares y post-operados de cáncer prostático), luego de obtener la erección adecuada, deberán utilizar uno de los anillos elásticos de tensión para mantener su erección.

Tratamiento médico moderno de rehabilitación peneana

Androvac está 100% recomendado para terapias de rehabilitación eréctil en enfermedades crónicas que producen debilidad en el sistema "hidráulico" peneano, por lo cual es recomendado para un auto-entrenamiento mediante un programa diario de erecciones por vacío, intermitentes, de corta duración y sin uso de anillo elástico.

El anillo elástico de tensión

Uno de los pasos más importantes es la colocación correcta del anillo de soporte. Para evitar que la sangre escape del pene, el anillo debe permanecer cómodamente apretado, pero no más de lo necesario. Si el sistema de terapia de vacío, no le da una buena erección, debe probar con otro anillo de menor diámetro.

Treinta minutos es el tiempo máximo recomendado para usar el anillo de apoyo. Si se usa más, es posible un daño permanente.

ANDROVAC CLASSIC

1. Dependiendo de su diámetro anatómico peneano, si el cilindro resulta muy ancho, usted podrá instalar un adaptador (opcional) de reducción de diámetro del cilindro permitiendo tener un mejor resultado.
2. Luego proceda a colocar el anillo de constricción, en la parte final del cilindro de vacío. Para esto debe sostener el cilindro de vacío entre las rodillas y colocar el anillo en el cono, luego desplazarlo hasta la parte final del cilindro.
3. Coloque lubricante tanto en la parte interior como fuera del cilindro de vacío, de igual manera en el anillo de constricción. Es recomendable lubricar suficientemente el pene.
4. Con el tubo de goma, conectar el cilindro de vacío a la bomba de vacío manual.
5. Coloque el pene dentro del cilindro y haga funcionar la bomba de vacío, hasta que el pene alcance un estado de óptima rigidez.
6. Sostenga la bomba y el cilindro de vacío en una mano, y con la otra empuje el anillo de constricción fuera del cilindro, hacia la base del pene, y luego se retira el cilindro. si el anillo no es suficiente para mantener la erección, use un anillo de menor diámetro o dos juntos (muy excepcionalmente).
7. Para quitarse el anillo, tire hacia fuera y deslícelo fuera del pene.

Advertencia: el anillo de constricción no debe ser utilizado más de **30 minutos**. Si desea que la erección dure más tiempo, puede quitar el anillo durante unos minutos y luego repita el proceso.

ANDROVAC PLUS

1. Para lograr un adecuado, fácil y óptimo ensamblado de **Androvac Plus**, se recomienda el uso de suficiente gel lubricante entre el cilindro de vacío y las áreas de unión entre el generador eléctrico, el adaptador (opcional) de reducción de diámetro y/o el cono de pre-instalación del anillo elástico.
2. Dependiendo de su diámetro anatómico peneano, si el cilindro resulta muy ancho, usted podrá instalar un adaptador (opcional) de reducción de diámetro del cilindro permitiendo tener un mejor resultado.
3. Luego proceda a colocar el anillo elástico de constricción, en la parte final del cilindro de vacío. Para esto debe sostener el cilindro de vacío entre las rodillas y colocar el anillo en el cono, luego desplazarlo hasta la parte final del cilindro.
4. Coloque lubricante tanto en la parte interior como fuera del cilindro de vacío, de igual manera en el anillo de constricción. Es recomendable lubricar suficientemente el pene.
5. Previo a su uso debe unir el cilindro a la bomba eléctrica y posteriormente deslizar el botón a la posición de encendido y graduar a la intensidad requerida.
6. Coloque el pene dentro del cilindro y haga funcionar la bomba de vacío, por periodos intermitentes de 15 a 20 segundos, para permitir un llenado progresivo y eficaz hasta lograr que el pene alcance un estado de óptima rigidez. (Adicionalmente, el uso intermitente por cortos periodos de tiempo ayudará a prolongar la vida útil del generador eléctrico de vacío).
7. Sostenga la bomba y el cilindro de vacío en una mano, y con la otra empuje el anillo de constricción fuera del cilindro, hacía la base del pene, y luego se retira el cilindro. si el anillo no es suficiente para mantener la erección, use un anillo de menor diámetro o dos juntos (muy excepcionalmente).
8. Para quitarse el anillo, tire hacia fuera y deslícelo fuera del pene.

Advertencia: el anillo de constricción no debe ser utilizado más de **30 minutos**. Si desea que la erección dure más tiempo, puede quitar el anillo durante unos minutos y luego repita el proceso.